

Закуп лекарственных средств способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2019 год

Государственное коммунальное предприятие «Хромтауская центральная районная больница» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения Актюбинской области, в соответствии Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (Далее - Правила) объявляет о проведении закупа МО способом запроса ценовых предложений:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед., тг.	Итого, тг	Срок поставки
1	МОНИТОР ПАЦИЕНТА Табличные и графические тренды · Совместимость с Nell или многоканальными и одноканальными датчиками SpO2 Специальные возможности · Прямой вход ПОСТОЯННОГО ТОКА для транспортных потребностей · LAN интерфейс для экспорта данных Технические требования к окружающей среде · Рабочая температура: от 15°C до 30°C · Температура хранения: от - 10°C до 60°C · Влажность Рабочая/Хранения: от 20% до 95% относ. влажности, неконденсирующаяся · Рабочая высота: от 70 до 106 Кра Адаптер электропитания · Вход: Переменный ток 100-240В (50/60Гц) · Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК 18В, 2.5А Характеристики Дисплей, разрешение 10,4" цветной TFT, 800x600 пикселей Размеры, вес 270(ш)x250(в)x184,5(г) мм, около 4 кг Параметры ЭКГ, сердцебиение, частота дыхания, SpO2, Частота пульса, систолическое кровяное давление (BP), диастолическое кровяное давление (BP), среднее кровяное давление (BP), 2 x температура, 2 x IBP, EtCO2, FiCO2, частота дыхания дыхательных путей Отслеживание 6 форм волны: 2* ЭКГ, SpO2, RR или EtCO2, 2* IBP Скорость отображения: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с	штука	1	2 576 287	2 576 287	60 календарных дней после подписания договора

Индикаторы Аварийные сигналы по категориям (3 уровня приоритета), лампа визуального аварийного сигнала, тон сердцебиения, тон пульса SpO₂ Статус аккумулятора, индикатор внешнего питания Интерфейсы Коннектор входа постоянного тока: 12-18 В пост. тока, 2,5 А Синхронный выход дефибриллятора: - Уровень сигнала: пульс от 0 до 5 В - Ширина пульса: 100 ± 10 мс Цифровой выход локальной сети для передачи данных, система вызова сестры Выход пост. тока: 5 В пост. тока, 1 А макс Аккумулятор Заряжаемый литиево-ионный аккумулятор, 1 час бесперебойной работы Термопринтер (опционально) Скорость: 25, 50 мм/с, ширина бумаги: 58 мм Хранение данных Тренды 128 часов, 20 папок или 10 сек форма волны аварийного сигнала Язык Английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, русский, чешский Характеристики ЭКГ Тип диагностического элемента провода, 5 проводов 3 Выбор диагностического элемента проводной: I, II, III 3 5 проводной: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Формы волны ЭКГ 3 проводной: 1 канал 5 проводной: 3/7 каналов Диапазон частоты сердцебиения Взрослый: 30 -300 уд/мин Новорожденный/Ребенок: 30 – 350 уд/мин Точность частоты сердцебиения ± 1 уд/мин или ± 1%, то что выше Скорость отображения 6,25, 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтр Диагностический режим: 0,05 Гц – 120 Гц Режим мониторинга: 0,5 – 40 Гц Хирургический режим: 0,5 – 25 Гц Диапазон обнаружения сегмента S-T - 2,0 – 2,0 мВ Анализатор аритмий АСИСТОЛИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ, БИГЕМИНИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛА, ДУБЛЬ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ, ПАУЗА, PVC, RONT, ТРИГЕМИНИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ БРАДИКАРДИЯ,					
--	--	--	--	--	--

SHORTRUN Режим обнаружения ЭКС Индикатор дисплея формы волны (на выбор пользователя) Защита От помех электрохирургического устройства и дефибриллятора Характеристики Респирации Метод Тораидальный Выбор канала RA-LA или RA-LL Диапазон измерения 5 – 120 циклов дыхания в минуту Точность ± 1 цикл дыхания в минуту Аварийный сигнал апноэ Да Характеристики SpO₂ Диапазон сатурации 0 – 100% Точность сатурации 70 – 100% ± 2 цифры 0 – 69% не указано Диапазон частоты пульса 0 – 254 уд/мин Точность частоты пульса ± 2 уд/мин Характеристики NIBP Метод Осциллометрия с линейной дефляцией Рабочий режим Ручной/автоматический/длительный Диапазон измерения Давление для взрослого: 20 – 260 мм. рт. ст. Давление для ребенка: 20 – 260 мм. рт. ст. Давление для новорожденного: 20 – 260 мм. рт. ст. Точность Средняя погрешность: меньше ± 5 мм. рт. ст. Стандартное отклонение: меньше 8 мм. рт. ст. Характеристики температуры Диапазон Измерения 15 – 45 °C (59 – 113 °F) Точность $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Совместимость 400 температурные зонды серии YSI Характеристики IVP (опционально) Каналы 2 Диапазон измерения От -50 до 300 мм. рт. ст. Точность < 100 мм. рт. ст: ± 1 мм. рт. ст. ≥ 100 мм. рт. ст: ± 1 от величины Диапазон измерения частоты пульса От 0 до 300 уд/мин Нулевая балансировка Диапазон: ± 200 мм. рт. ст. Точность: ± 1 мм. рт. ст.					
--	--	--	--	--	--

Отклонение: ± 1 мм. рт. ст. за 24 часа Чувствительность датчика 5 $\mu\text{В/мм. рт. ст.}$ Диапазон измерения частоты пульса От 0 до 300 уд/мин Микропоток CO_2 (опционально) Диапазон измерения 0 – 99 мм. рт. ст. Точность 0 – 40 мм. рт. ст. ± 2 мм. рт. ст. 41 – 76 мм. рт. ст. $\pm 5\%$ от величины 77 – 99 мм. рт. ст. $\pm 10\%$ от величины Частота респирации От 0 до 150 циклов дыхания в минуту Точность респирации ± 1 цикл дыхания Боковой поток CO_2 (опционально) Диапазон измерения 0 – 150 мм. рт. ст., от 0 до 19% Точность 0 – 40 мм. рт. ст. ± 2 мм. рт. ст. 41 – 70 мм. рт. ст. $\pm 5\%$ от величины 71 – 100 мм. рт. ст. $\pm 8\%$ от величины 101 – 150 мм. рт. ст. $\pm 10\%$ от величины Частота респирации От 0 до 150 циклов дыхания в минуту Точность респирации ± 1 цикл дыхания Главный поток CO_2 (опционально) Диапазон измерения 0 – 150 мм. рт. ст., от 0 до 19% Точность 0 – 40 мм. рт. ст. ± 2 мм. рт. ст. 41 – 70 мм. рт. ст. $\pm 5\%$ от величины 71 – 100 мм. рт. ст. $\pm 8\%$ от величины 101 – 150 мм. рт. ст. $\pm 10\%$ от величины Частота респирации От 0 до 150 циклов дыхания в минуту Точность респирации ± 1 цикл дыхания Стандартный комплект поставки BM5: 1. Прикроватный монитор BM5 1 2. Кабель ЭКГ с 5-ю отведениями 1 3. Электроды 10 4. Температурный поверхностный датчик (многоразовый) 1 5. Неинвазивный шланг 1 6. Взрослый манжета многоразовая 1 7. Детский манжета, многоразовая 1 8. Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель 1 9. Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых, многоразовый 1 10. Адаптер сетевого питания: 18					
---	--	--	--	--	--

	Вт,2,5 Ампер 1 11. Бумага 2 12. Батарея 1 Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев					
2	ПУЛЬСОКСИМЕТР Эксплуатационные показатели: SpO2 (Насыщаемость крови кислородом) - Диапазон: 40 – 100 % - Точность: 70-100%, ±2% Частота пульса (частота ударов в минуту) - Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту - точность: ±2 удара в минуту Дисплей: Тип: Жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю 3.2" Разрешение: 240 x 400 Отображаемые данные: SpO2, частота пульса, пределы для SpO2, пределы для частоты пульса, линия уровня, кривая частоты пульса, время и дата, громкость оповещения, состояние заряда батареи и яркость. LED дисплей : Разделение датчиков, отключения звука сигнала оповещения, состояние подзарядки и подключение к источнику питания. Питание: Потребление энергии: 24В/А (максимум) Во время подзарядки (питание отключено): 18В/А Адаптер: - Мощность на входе: 100-240В, 50-60Гц, 0,4А - Мощность на выходе: +5В, 2,0А - Модель: JMW110KA0503N02 Батарея - Тип: Литий-ионная батарея 4400 мАч, 3,7В (модель: CR18650F22-012PТС) - Время подзарядки: 6,5 часов - Время работы: до 15 часов. Общие данные Рабочая температура : от 5°С до 40°С; Не рабочая температура: от -20°С до 70°С Влажность: 5% - 95% Рабочая высота: от -1.000 фт до	штука	1	460 360	460 360	60 календарных дней после подписания договора

	12.000 фт Вес: 300г Размер: 45(В) x 210(Ш) x 75(Г) мм Память: SpO2, частота пульса (до 10 сек в течение 30 дней) Датчик Проверять при длительном использовании каждые 8 часов Включайте/выключайте питание каждые 4 часа. Хранение при температуре: 10°с ~ + 40°с Стандартная комплектация: №Наименование 1.Пульсоксиметр 1 шт 2.Датчик SpO2 многократн. исп. /детский педиатрия 1шт 3.Адаптер 1 шт 4.Инструкция пользователя 1 шт 5.Шнур питания 1шт 6.Полюсный наконечник 1шт 7.Неонатальный сенсорный датчик SPO2 (многоразовый) и кабель SPO2 1+1 шт					
3	ПУЛЬСОКСИМЕТР Эксплуатационные показатели: SpO2 (Насыщаемость крови кислородом) - Диапазон: 40 – 100 % - Точность: 70-100%, ±2% Частота пульса (частота ударов в минуту) - Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту - точность: ±2 удара в минуту Дисплей: Тип: Жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю 3.2" Разрешение: 240 x 400 Отображаемые данные: SpO2, частота пульса, пределы для SpO2, пределы для частоты пульса, линия уровня, кривая частоты пульса, время и дата, громкость оповещения, состояние заряда батареи и яркость. LED дисплей : Разделение датчиков, отключения звука сигнала оповещения, состояние подзарядки и подключение к источнику питания. Питание: Потребление энергии: 24В/А (максимум) Во время подзарядки (питание отключено): 18В/А	штука	1	395 389	395 389	60 календарных дней после подписания договора

Адаптер: - Мощность на входе: 100-240В, 50-60Гц, 0,4А - Мощность на выходе: +5В, 2,0А - Модель: JMW110KA0503N02 Батарея - Тип: Литий-ионная батарея 4400 мАч, 3,7В (модель: CR18650F22-012PТС) - Время подзарядки: 6,5 часов - Время работы: до 15 часов. Общие данные Рабочая температура : от 5°С до 40°С; Не рабочая температура: от -20°С до 70°С Влажность: 5% - 95% Рабочая высота: от -1.000 фт до 12.000 фт Вес: 300г Размер: 45(В) x 210(Ш) x 75(Г) мм Память: SpO2, частота пульса (до 10 сек в течение 30 дней) Датчик Проверять при длительном использовании каждые 8 часов Включайте/выключайте питание каждые 4 часа. Хранение при температуре: 10°С ~ + 40°С Стандартная комплектация: №Наименование 1.Пульсоксиметр 1 шт 2.Датчик SpO2 многократн. исп. Для детей/ педиатрия 1шт 3.Адаптер 1 шт 4.Инструкция пользователя 1 шт 5.Шнур питания 1шт 6.Полюсный наконечник 1шт					
--	--	--	--	--	--

4	ПУЛЬСОКСИМЕТР Эксплуатационные показатели: SpO2 (Насыщаемость крови кислородом) - Диапазон: 40 – 100 % - Точность: 70-100%, ±2% Частота пульса (частота ударов в минуту) - Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту - точность: ±2 удара в минуту Дисплей: Тип: Жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю 3.2" Разрешение: 240 x 400 Отображаемые данные: SpO2, частота пульса, пределы для SpO2, пределы для частоты пульса, линия уровня, кривая частоты пульса, время и дата, громкость оповещения, состояние заряда батареи и яркость. LED дисплей : Разделение датчиков, отключения звука сигнала оповещения, состояние подзарядки и подключение к источнику питания. Питание: Потребление энергии: 24В/А (максимум) Во время подзарядки (питание отключено): 18В/А Адаптер: - Мощность на входе: 100-240В, 50-60Гц, 0,4А - Мощность на выходе: +5В, 2,0А - Модель: JMW110KA0503N02 Батарея - Тип: Литий-ионная батарея 4400 мАч, 3,7В (модель: CR18650F22-012PTC) - Время подзарядки: 6,5 часов - Время работы: до 15 часов. Общие данные Рабочая температура : от 5□с до 40□с; Не рабочая температура: от -20°с до 70°с Влажность: 5% - 95% Рабочая высота: от -1.000 фт до 12.000 фт Вес: 300г Размер: 45(В) x 210(Ш) x 75(Г) мм Память:	штука	1	395 389	395 389	60 календарных дней после подписания договора
---	--	-------	---	---------	---------	---

	SpO2, частота пульса (до 10 сек в течение 30 дней) Датчик Проверять при длительном использовании каждые 8 часов Включайте/выключайте питание каждые 4 часа. Хранение при температуре: 10°C ~ + 40°C Стандартная комплектация: №Наименование 1.Пульсоксиметр 1 шт 2.Датчик SpO2 многократн. исп. взрослые 1шт 3.Адаптер 1 шт 4.Инструкция пользователя 1 шт 5.Шнур питания 1шт 6.Полюсный наконечник 1шт					
5	Дефибриллятор Назначение: универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Особенности: голосовые инструкции на одном из 40 языков. При снятии крышки прибор стартует автоматически, сразу же начиная анализ сердечного ритма. Индикатор состояния, активный даже при выключенном приборе, информирует пользователя о готовности аппарата и батареи к работе. Ежедневная автоматическая самодиагностика гарантирует готовность прибора к использованию. Четкие, интуитивно понятные инструкции для пользователя, регулярная самодиагностика, защита от водяных струй, пыли (IP55) и солевого тумана, а также чрезвычайная прочность. Опция - отдельные 2- и 3-полюсные кабели и электроды для ЭКГ. Все важные эксплуатационные данные (ЭКГ, нажатия на клавиши, дефибрилляционные разряды) сохраняются на карте памяти и могут быть сразу считаны при помощи прилагаемого ПО на ПК. Обновление ПО проводится очень просто при помощи карты памяти. Возможность выбрать емкие литий-ионные батареи или перезаряжаемые аккумуляторы	штука	3	1 530 900	4 592 700	60 календарных дней после подписания договора

AkuPak+ (AkuPak LITE). Кнопка включения педиатрического режима анализа ЭКГ и дефибрилляции. После выявления фибрилляции желудочков на ЭКГ и получения сообщения «Рекомендуется дефибрилляция» – дефибрилляционный разряд производится нажатием на эту кнопку. Разъем для подключения кабеля одноразовых дефибрилляционных электродов. Бифазный импульс дефибриллятора оказывает бережное воздействие на сердечную мышцу пациента. Технология контроля силы тока (CCD) придает дефибрилляционному импульсу прямоугольную форму без, повреждающих миокард, пиков тока: дефибрилляционный импульс подается в зависимости от индивидуального сопротивления пациента, бережно и эффективно.

Технические характеристики:

Форма импульса: Бифазный импульс со стабилизацией силы тока

Режим работы: асинхронный, экстренный

Импеданс пациента: 23 – 200 Ом

Энергия на выходе в автоматическом режиме: Импеданс пациента

Импеданс пациента	1ый уровень	2ой уровень	3ий уровень
25 Ом	143 Дж	201 Дж	277 Дж
50 Ом	281 Дж	350 Дж	360 Дж
75 Ом	348 Дж	360 Дж	360 Дж
100 Ом	344 Дж	343 Дж	343 Дж
125 Ом	314 Дж	316 Дж	317 Дж
150 Ом	290 Дж	293 Дж	293 Дж
175 Ом	269 Дж	272 Дж	272 Дж

Уровни энергии: 281 Дж/350 Дж/360 Дж (при импедансе 50 Ом)

Точность: все данные с допуском в +/- 15%

Разряды: 200 разрядов при 20 °С с новой батареей с энергией в 360 Дж.
70 разрядов при 20 °С с новым, полностью заряженным аккумулятором с энергией в 200 Дж.
50 разрядов при 20 °С с новым, полностью заряженным аккумулятором с энергией в 360 Дж.

Время набора заряда: 12 +/-3 секунд с батареей с 90% номинальной мощности

Вход: Класс BF, для 2-полюсного кабеля для большого, устойчивый к дефибрилляции

	Дефибрилляция: 23 ... 200 Ом (точность +/- 20%) Частота измерений: 30 кГц Батарея LiMnO₂ 15V, 2,8Ah (0° до 20°), срок службы в приборе составляет макс.6 лет Сменный аккумулятор NiCd 12V / 1,4Ah, срок службы макс. 2,5 года, зависит от эксплуатации Тип накопителя: Карта памяти CompactFlashCard емкостью от 32 МБ до 2 ГБ Размеры: 25 x 28 x 9 см Вес: вес 2.3 кг, вместе с непerezаряжаемой LiMnO₂ батареей Безопасность: Медицинское изделие класса IIb, класс защиты I, тип BF, устойчивый к дефибрилляции Стандартный комплект поставки: Дефибриллятор: 1 шт. Литиевая одноразовая батарея, 15В/2,8Ач: 1 шт. Одноразовые самоклеящиеся дефибрилляционные электроды SavePads AED, интегрированным 2-полюсным кабелем для подключения к дефибриллятору, набор включают также: одноразовый бритвенный скребок (для волос на груди), одноразовые перчатки, одноразовую маску-фильтр для дыхания «рот-в-рот», руководство по применению на русском языке: взрослые, 1 пара. Карта памяти стандарта CompactFlash (CF), для записи данных (ЭКГ, аудиозапись и пр.): 1 шт. Условия использования: 0 - 50 °С, 30 - 95 % относительной влажности, но без конденсации, 700 гПа - 1060 гПа, непрерывный режим работы. Условия хранения: - 20 - 70°С, 20 - 95% относительной влажности, но без конденсации, 500 гПа - 1060 гПа.					
6	Ларингоскоп для экстренной медицины – взрослый Техническая характеристика: Клинок изогнутый №1 длина, ширина, вес (мм, г): 100, 17,5, 67 Клинок изогнутый №3 длина, ширина, вес (мм, г): 130, 19,7, 86 Клинок прямой №4 длина, ширина, вес (мм, г): 160, 15,5, 89 Рукоятка средняя длина, ширина, вес (мм, г): 150, 29, 214 Габаритные размеры в чехле, мм: 215x70x90 Масса, кг: 0,6 Стандартная комплектация:	комплект	3	142 000	426 000	60 календарных дней подготовки подписания договора

	Клинок изогнутый №1- 1 Клинок изогнутый №3-1 Клинок прямой №4-1 Рукоятка средняя-1 Чехол-1 Руководство по эксплуатации-1					
7	Ларингоскоп для экстренной медицины – детский Техническая характеристика: Клинок изогнутый №2 длина, ширина, вес (мм, г): 110, 19,5, 72 Клинок прямой №0 длина, ширина, вес (мм, г): 79,5, 12,5, 59 Клинок прямой №1 длина, ширина, вес (мм, г): 92, 12,5, 62 Клинок прямой №2 длина, ширина, вес (мм, г) 109,5, 12,5, 70 Рукоятка малая длина, ширина, вес (мм, г): 149,2, 19, 141 Габаритные размеры в чехле, мм: 215x70x90 Масса, кг: 0,55 Стандартная комплектация: Клинок изогнутый №2-1 Клинок прямой №0-1 Клинок прямой №1-1 Клинок прямой №2-1 Рукоятка малая-1 Руководство по эксплуатации-1	комплект	3	182 000	546 000	60 календарных дней после подписания договора
8	Кровать медицинская функциональная с матрасом Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с винтовой регулировкой, на колесах, спинки-пластик. Предназначена для осуществления больничного и функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебно-профилактических учреждений. Винтовые регулировки наклонов секций создают более комфортные условия размещения пациентов на кровати и облегчают работу медицинского персонала. Каркас основания и рамы ложа кровати сварены из стальных труб и профилей. Многосекционное ложе изготовлено из стальных труб и перфорированных панелей из стального листа и обеспечивает комфортное положение пациента на кровати и свободную вентиляцию под матрасного пространства. Спинки пластиковые –	шт	1	826 980	826 980	60 календарных дней после подписания договора

	быстроразъемные (пара), изготовлены из жесткого полиэтилена. Боковые ограждения пластиковые. Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, также устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся, Ø125мм с индивидуальным тормозным устройством. Дополнительная комплектация: Матрац, штатив для вливаний с креплением на кровать, штанга для подвески ручных опор и рама Балканского					
9	Аспиратор для медицинских целей Назначение: предназначен для аспирации жидкостей (слизи или катаральных выделений и крови). Область применения: хирургия, акушерство и гинекология. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Особенности: наличие вакуумметра, регулировка вакуума при помощи регулятора, расположенного на панели. Панель с четырьмя колесами и ручкой для транспортировки. Компрессор безмаслянный, не нуждающийся в обслуживании. Защита от попадания жидкости в компрессор посредством гидрофобного фильтра и устройством от переполнения. Наличие ножной педали. Наличие в крышке резервуара клапана защиты от переполнения. Все детали аппарата, контактирующие с жидкостью, выполнены из нетоксичного прозрачного материала с возможностью их дезинфекции. Технические характеристики: Источник питания 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 250 Вт Габариты Ш 400 мм х В 840 мм х Г 320 мм Вес 25 кг Емкость для аспирации 2 емкости по 3000 мл Насос Поршневой, вакуумный, безмаслянный Уровень вакуума 740 ±10 мм рт.ст. Скорость потока Регулируемая, до 50 л / мин Колеса 4 колеса, 2 из них с блокировкой Защита от переполнения Поплавковый клапан	шт	4	960 382	3 841 528	60 календарных дней после подписания договора

	Двигатель Однофазный двигатель 0,25 кВт Уровень шума не более 50 дБ Комплектация: 1. Аспиратор для медицинских целей CHS-708: 1 шт. 2. Педаль ножного управления: 1 шт. 3. Наконечник для аспирации: 1 шт. 4. Емкость для аспирата (3000 мл): 2 шт. 5. Крышка для емкости (CHS-EV): 2 шт. 6. Кабель заземления: 1 шт. 7. Силиконовый шланг: 1 шт. 8. Предохранитель: 2 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура эксплуатации: 10-50°C Температура хранения: 5-50°C Влажность: 5-30°C / ниже 80%, 31-400C / ниже 50% Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа Относительная влажность: 10-95%					
10	Лампа операционная бестеневая Назначение: предназначена для использования в операционных, в кабинетах гинеколога, отоларинголога, офтальмолога. Область применения: хирургия. Класс безопасности: класс 1 – снизой степенью риска. Особенности: галогеновая лампа обеспечивает отличное освещение и цветопередачу. Для минимизации возрастания температуры системы освещения в ходе эксплуатации используются многолучевой рефлектор и стекло, отфильтровывающее инфракрасное излучение. Нагрев воздуха в области головы хирурга минимален. Для облегчения установки в нужное положение используется специальное гибкое плечо и регулируемая по высоте стойка. Чтобы светильник можно было легко перемешать, предусмотрены ролики. Технические характеристики: Размеры Ш 440 мм х В 1250-1850 мм х Д 440 мм Диапазон регулировки высоты 1250 - 1850 мм Диаметр светильника 190 мм Источникпитания 110 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 50 Вт (±10%) Галогенная лампа 24 Вт Рефлектор Многолучевой рефлектор Яркость 30 000 Люкс Цветовая температура 3 800 К	шт	1	453 817	453 817	60 календарных дней после подписания договора

	Срок службы лампы 2 000 часов Вращение 360° Колеса 2" * 4 шт Вес 20 кг Комплект поставки: 1. Ролики: 4 шт. 2. Основание: 1 шт. 3. Соединитель 2 Р: 1 шт. 4. Стойка: 1 шт. 5. Гибкое плечо: 1 шт. 6. Фронтальное стекло: 1 шт. 7. Ручка: 1 шт. 8. Переключатель питания: 1 шт. 9. Корпус лампы: 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура: 5-40°C Влажность: 5-30°C / ниже 80%, 31-40°C / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50°C Температура хранения: 5-50°C Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа Относительная влажность: 10-95%					
11	Шприцевой насос Назначение: Шприцевые насосы предназначены для точного введения жидких препаратов внутривенно или через эпидуральные пути в лечебных и / или диагностических целях. Обеспечивают высокоточное введение растворов или более высокую скорость потока, чем при использовании регулируемых вручную приборов для инфузии, работающих благодаря силе тяжести. Область применения: ЛПУ, хирургия, онкология, реанимация, гинекология, неонатология, отделения интенсивной терапии. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Особенности: автоматическая калибровка и загрузка шприца. Библиотека лекарств макс. 300. Библиотека шприцов макс. 300. Анти-болус функция. Простой интерфейс пользователя. Выборка меню языков, включая русский. Технические характеристики: Скорость потока 0,01 - 1500 мл/ч Точность ±2% Измеряйте каждый час при комнатной температуре 25°C с использованием воды или солевого раствора (выше 1,0 мл/ч скорости потока). Точность может различаться в зависимости от типа медицинской жидкости и шприца. Диапазон инфузии Общий объем	шт	1	858 682	858 682	60 календарных дней посл. подписания договора

0,01 ~ 9999 мл 0,01 – 99,9 мл/ч (с шагом 0,01 мл/ч) 100,0 – 999,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч) 1000 – 1500 мл/ч (с шагом 1 мл/ч) Влитый объем 0,00 ~ 9999 мл 0,01 – 99,9 мл/ч (с шагом 0,01 мл/ч) 100,0 – 999,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч) 1000 – 1500 мл/ч (с шагом 1 мл/ч) Показатель болюса (очистка) 700 мл/ч (по умолчанию) Шприц 5 мл: 200 мл/ч Шприц 10 мл: 300 мл/ч Шприц 20 мл: 400 мл/ч Шприц 30 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 1500 мл/ч Объем болюса (очистка) 0,01 - 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) Окклюзионное давление 60 ~ 850 мм рт.ст. (13~126 кПа) Дисплей Монографический ЖК дисплей (разрешение: 240 x 64) Сигналы тревоги - Окклюзия (способность обнаружения: 60 ~ 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - Отключение питания постоянного/переменного тока - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал об окончании инфузии - Сигнал о приближающемся опустошении - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи, сигналов напоминания о запуске и об окончании инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. Функции безопасности - Инфузия недоступна, когда зажим шприца открыт - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP и ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы или шприца - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации *Поломка шагового двигателя или					
---	--	--	--	--	--

	шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. Другие функции - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозирования (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во время инфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет более 5 минут) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) - Журнал историй: сохранение до 2000 данных, которые могут просматриваться через отдельный ПК. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для подробного использования журнала историй - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе *Все записи событий инфузии будут сохраняться автоматически и постоянно после выключения питания Источник питания - AC 100-240 В, 50/60 Гц (предохранитель: 250 В, Т3.15) - DC 12 В (500 мА) - Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, AA, 1,2 В, 8 шт. Потребление энергии 34 Вт Рабочее время прим. 6 часов при скорости потока 5 мл/ч Время зарядки прим. 5 часов Размеры 260 x 130 x 91 мм Вес 1,8 кг Комплект поставки: Шприцевой насос DS-3000: 1 шт.					
12	Холодильник фармацевтический ХФД-280 (двери металл) предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и	шт	1	540 350	540 350	60 календарных дней после подписания

	биологических препаратов в помещениях аптек, клиник, больниц, научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения Выполнен в виде напольного шкафа и состоит из двух холодильных камер, двери которых выполнены из металла Охлаждение в камерах осуществляется герметичными агрегатами компрессионного типа, для равномерного охлаждения используется вентилятор специального исполнения для холодильной техники с влагозащищенным двигателем с изолированной катушкой Температурный режим регулируется с помощью двух электронных контроллеров EV3B22 (для верхней и нижней холодильных камер) В холодильниках предусмотрено освещение камеры светодиодным светильником Герметизация дверного проема осуществляется эластичным уплотнителем с магнитной вставкой Теплоизоляция шкафа и дверей — пенополиуретан Холодильник заправлен озонобезопасным хладагентом R600a Конструкция предусматривает возможность перестановки полок в верхней и нижней холодильных камерах на различную высоту Двери верхней и нижней холодильной камеры снабжены замками Для облегчения перемещения холодильника предусмотрены роликовые опоры Микропроцессорный регулятор температур со сверхчувствительным датчиком температуры Система принудительной циркуляции воздуха Автоматическое поддержание температуры в камере Сигнализация при отклонении температуры от заданной Отображение температуры на табло панели управления Отключение вентилятора при открывании двери Полки металлические; сосуды из полистирола					договора
13	Контейнеры для энкоскопов Медицинская универсальная мойка предназначена для предварительной и окончательной	шт	1	580 200	580 200	60 календарных дней пос. подписания договора

очистки (мойки водой и моющим средством, ручная механическая очистка с помощью щеток) наружных поверхностей, внутренних каналов и клапанов управления гибких эндоскопов полностью погружаемых, отечественного и импортного производства, с целью повышения эффективности дальнейшей обработки. Также в передвижной мойке можно проводить обработку и другого медицинского инструментария, лабораторной посуды, предметов ухода за больными и т.д. Конструкция установки позволяет проводить обработку медицинских инструментов методом полного погружения (замачивание) в воду или моющий раствор и механическую очистку непосредственно в ванне установки. Для увеличения эксплуатационных возможностей установки, в качестве дополнительной поверхности для размещения необходимых принадлежностей для обработки, в конструкции предусмотрена полка и нижний поддон. Анатомическая ванна, полка и поддон выполнены из ударопрочного химически стойкого пластика, разрешенного для применения в изделиях медицинского назначения; обрабатываются любыми дезинфицирующими средствами. Габаритные размеры 895 x 650 x 1200 мм Макс. объем ванны 45 л Глубина ванны 165 мм Масса - 16 кг Габариты упаковки: 980 x 650 x 1020 мм. Установка оснащена всеми необходимыми приспособлениями для подключения к водопроводной сети с горячей и холодной водой и к системе общей канализации.					
---	--	--	--	--	--

Заказчик и местонахождение: Государственное коммунальное предприятие «Хромтауская центральная районная больница» праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения Актюбинской области, 031100, Актюбинская область, г. Хромтау проспект Абая дом 11.

Место поставки: Актюбинская область, г. Хромтау, пр Абая дом 11

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать:

- ценовое предложение по форме, согласно правил ПП РК №1729;
- разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,
- а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил ПП РК №1729 от 30.10.2009г:

К запуску допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом

в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным **пунктом 13** настоящих Правил;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Если сумма договора превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год, поставщик обязан внести обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.

Дата начала приема заявок

с 12.06.2019 года время 09:00 часов местного времени


Дата окончания приема заявок

До 19.06.2019 года время 10:00 часов местного времени

Вскрытие конвертов

19.06.2019 года время 12:00 часов местного времени

И.о.главного врача



Алимжанов.А